



衛教短片

Respimat 吸入劑

❖ 藥品名稱

- 適喘樂舒沛噴吸入劑 Spiriva respimat Inh 2.5 mcg
- 適倍樂舒沛噴吸入劑 Spiolto respimat Inh 2.5/2.5 mcg

❖ 操作方法

<裝填藥罐> 第一次使用時才需要

1. **拔蓋** 按住安全扣並拔下透明底座。
2. **裝藥** 將藥罐窄端開口對著吸入器。
3. **壓** 將藥罐完全壓到底，推入吸入器，並裝上透明底座。藥罐插入吸入器且裝上透明底座後，不可再取出藥罐及透明底座。
4. **試噴** 吸入器開口朝上，蓋緊蓋子依箭頭方向旋轉底座直到聽到「喀嚓」聲，打開上方藥蓋並朝空氣試噴。此步驟重複三次，直到有煙霧出現後再開始使用。



<吸入方式>

1. **填充藥品** 吸入器開口朝上，蓋緊蓋子，並依箭頭方向旋轉底座直到聽到「喀嚓」聲。
2. **打開藥罐** 將上方蓋子往側邊打開。
3. **呼氣** 握住吸入器盡量呼氣。
4. **吸入藥物** 雙脣含入吸口，按下灰色給藥鈕，用嘴巴緩慢深深吸氣至吸飽。移開吸入器，閉氣5-10秒後緩慢呼氣，完成一次吸入動作。
5. **重複動作** 完成一次的劑量後，應蓋上蓋子。等待30秒，重複1~4動作，吸入第二次劑量。
6. **擦拭** 使用完畢後將吸入器以乾布擦拭。
7. **關閉吸入器** 將蓋子蓋起，即可關閉吸入器。

❖ 注意事項

1. 應儲存於 30°C 環境下。
2. 每個吸入器內含 30 天的藥量，當指針進入紅色區域時，大約還剩 7 天藥量，提醒應準備新的吸入器。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2017/11/30