




Turbuhaler 乾粉吸入劑

衛教短片



❖ 藥品名稱

- 吸必擴都保定量粉狀吸入劑(紅)
Symbicort Turbuhaler 120dose
- 可減喘都保定量粉狀吸入劑(棕)
Pulmicort Turbuhaler 100dose

❖ 操作方法

1. **開** 旋轉開瓶蓋。
2. **喀** 手持瓶身，將底盤先向右轉半圈，接著向左轉半圈，直到聽到「喀」一聲，即填充完成。
3. **吸** 雙唇確實緊含吸口（應避免手指擋住通氣孔），並快速深吸一口氣。移開吸入器，閉氣 5 秒後緩慢呼氣，完成一次吸入動作。
4. **關閉吸入器** 關上瓶蓋。
5. **漱** 使用吸入器後，以水漱口，並將水吐出。

❖ 注意事項

1. 應儲存於 30°C 環境下，開封後一個月應將吸入器丟棄。
2. 如果誤做了不止一次裝填藥物的步驟，您仍然只會吸入一次劑量，毋須擔心會吸入兩倍劑量。
3. 應避免搖晃吸入器及對吸口吹氣。使用時應避免手指擋住通氣孔。
4. 當劑量滿載時是從 **120(紅)/100(棕)** 開始，劑量指標每隔 10 個劑量才會有一次標示，因此不會顯示每次劑量的裝填。最後劑量的指標背景為紅色時，建議儘速回診。
5. 當劑量計數器顯示數字為 0 時，即表示吸入器中已無劑量，應將吸入器丟棄。
6. 以乾布或衛生紙定期清潔吸嘴（每週 2~3 次），絕對不可用水清洗吸嘴。

以上資訊並無法代表該藥物的全部資訊，如有任何疑問請向醫師或藥師詢問。

天主教輔仁大學附設醫院 藥劑部。藥物諮詢電話：(02)8512-8802

最後更新日期：2018/10/16